



**SOP
KLINIK UTAMA
SENTRA MARITIM MEDIKA**

Nomor SOP	:	YF.002/15/19/SEFP-2025
Tgl. disahkan	:	29 Juli 2025
Tgl. Revisi	:	
Tgl. diberlakukan	:	29 Juli 2025
Disahkan oleh	:	 Kepala Klinik dr. Adnan Husin, MARS NIP. 197908132010121001

PEMERIKSAAN BUTA WARNA DENGAN LANTERN TEST

Dasar Hukum :

1. Undang - undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
3. Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Pelaut, Penunjang Keselamatan Pelayaran, dan Lingkungan Kerja Pelayaran
4. SK Kepala Klinik No Tahun Tentang Layanan Kesehatan Klinik SMM pada bagian Mata

Cara Mengatasi :

1. Melaporkan Kepada Tim IT apabila Terjadi Kendala
2. Menuliskan secara manual hasil pemeriksaan di buku rekam medis pasien
3. Menyiapkan cadangan baterai untuk alat Lantern test

Keterangan :

1. SOP Pendaftaran
2. SOP Kasir
3. SOP Pelayanan setiap Poliklinik/Ruangan Pemeriksaan
4. SOP Penginputan dan Penerbitan Sertifikat Kesehatan
5. SOP MCU One Day Service

Peringatan/ Kendala:

1. Kendala Jaringan dan Perangkat Komputer
2. Sistem informasi klinik bermasalah
3. Baterai alat Lantern test habis/redup

Peralatan / Perlengkapan :

1. Perangkat Komputer
2. ATK
3. Jaringan Internet
4. Rekam Medis
5. Set Alat Lantern Test

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pemeriksaan Buta Warna Dengan Lantern Test**

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
		Pasien	Dokter	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pasien datang ke Ruang Mata membawa Rekam Medis			Rekam medis	-	-	-
2.	Melakukan Identifikasi Data Diri Pasien			Rekam medis + Identitas pasien	0,5 Menit	Benar pasien	Pastikan Nama, Tanggal Lahir, Nomor RM
3.	Menjelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien (Pasien diminta untuk melepaskan softlens/kacamata terlebih dahulu).			Rekam medis + Set Alat Lantern test	1 Menit	-	-
4.	Melakukan pemeriksaan Lantern Test 1 s/d 3 kali percobaan pemeriksaan			Rekam medis + Set Alat Lantern test + ATK + Formulir isian hasil pemeriksaan Lantern test	3 menit	Hasil pemeriksaan	-
5.	Menjelaskan hasil pemeriksaan, melakukan pencatatan, dan menginput hasil di sistem informasi klinik			Komputer + ATK + Jaringan Internet + Rekam Medis + Sistem informasi klinik	1 menit	Hasil pemeriksaan	-
6.	Selesai pemeriksaan			-	-	Catatan di Rekam Medis	-

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pemeriksaan Buta Warna Dengan Lantern Test**

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU				KET
		Pasien	Dokter	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Pasien datang ke Ruang Mata membawa Rekam Medis			Rekam medis	-	-		
2.	Melakukan identifikasi data diri pasien dan Melakukan pemeriksaan Lantern Test: a. Menjelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien (Pasien diminta untuk melepaskan softlens/kacamata terlebih dahulu). b. Melakukan pemeriksaan Lantern Test 1 s/d 3 kali percobaan pemeriksaan c. Menjelaskan hasil pemeriksaan d. Melakukan pencatatan dan menginput hasil di sistem informasi klinik			Rekam medis + Set Alat Lantern test + Komputer + ATK + Formulir isian hasil pemeriksaan Lantern test + Jaringan internet + Sistem informasi klinik	6 Menit	Hasil pemeriksaan		
3.	Selesai pemeriksaan			-	-	Catatan di Rekam Medis	-	

